

Technik

Behandlungsliegen

- Die Liegen sind rollbar und elektrisch höhenverstellbar. In der Regel befindet sich ein umlaufender Betätigungsbügel im unteren Bereich der Liege.
 - Bügel mit dem Fuß nach oben ziehen: Liege fährt herab !!
 - Bügel nach unten drücken: Liege fährt herauf !!
- Die Liegen sind mit einem farblich passenden Laken zu beziehen

Wärmebecken

- Es gibt in beiden Trakten (links und rechts) jeweils ein Wärmebecken zur Erwärmung der Fango-Packungen. Die Becken sind wassergefüllt.
 - Nutzungshinweise...

Ultraschallgerät

- Hinweise zur Nutzung des Ultraschallgerätes

Küche

- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Geschirrspüler

Revision #1

Created 12 June 2025 10:25:44 by Heiko Anschuetz

Updated 28 January 2026 10:30:25 by Heiko Anschuetz